

HAVIT



Masażer do oczu

EM1601 EYE MASSAGER

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania:

Masażer do oczu*1

Torba do przechowywania*1

Kabel ładujący Micro USB*1

Instrukcja obsługi*1

Karta gwarancyjna *1

Opis produktu:

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM – ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Przed użyciem należy naładować urządzenie korzystając z dedykowanej ładowarki o mocy 5V do ładowania masażera oczu.
 - Podepnij wtyczkę USB do gniazda przenośnej ładowarki.
 - Podepnij wtyczkę micro USB do gniazda w urządzeniu, upewnij się, że kabel micro USB jest włożony we właściwym kierunku.
 - Podczas ładowania wskaźnik POWER LED będzie świecił na czerwono. Wskaźnik POWER zmieni się na kolor zielony po zakończeniu ładowania.
 - Nie wolno korzystać z masażera podczas ładowania.
 - Czas ładowania wynosi około 2-3 godziny.
- Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

1. Zakładanie urządzenia

Dopasuj materiałową osłonę do swoich oczu, załóż urządzenie na głowę, wyreguluj gumkę paska, ustaw masażer w najwygodniejszej dla siebie pozycji.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3-5 sekund, aby włączyć masażer oczu.

2. Uwaga

Przed użyciem produktu zdejmij okulary, soczewki kontaktowe, spinki do włosów i inne akcesoria do włosów. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami, nie należy upuszczać i nadeptywać na produkt.

3. Sterowanie urządzeniem

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, przycisk ON/OFF aby uruchomić/wyłączyć.

Krótko dotknij przycisku POWER, aby zmienić program masażera.

4. Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki za pośrednictwem Bluetooth

Nazwa urządzenia do parowania: HAVIT EM1601

- Bezprzewodowy tryb BT jest domyślnie włączony.
- Po uruchomieniu masażer będzie odtwarzał wbudowaną muzykę.
- Masażer przełączy się na bezprzewodowe urządzenie BT, aby odtwarzać muzykę BT po uruchomieniu telefonu komórkowego.
- Funkcja ta automatycznie przywróci wbudowane odtwarzanie muzyki po rozłączeniu urządzenia bezprzewodowego. Uwaga: Słuchanie muzyki na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może skutkować uszkodzeniem słuchu,

PROGRAMY MASAŻERA

Ustawienie domyślne:

Tryb „Soft”: Ciśnienie powietrza + Gorący kompres + Muzyka (15 minut)

Tryb „Hard”: Ciśnienie powietrza + Gorący kompres + Muzyka (15 minut)

Tryb „Sleep”: Gorący kompres + Muzyka (15 minut)

Naciśnij przycisk POWER, aby cyklicznie zmieniać tryb pracy masażera:

Przy każdym krótkim naciśnięciu/dotknięciu przycisku POWER, sygnał audio potwierdzi zmianę trybu.

(Muzyka zostanie zatrzymana podczas tej operacji, zostanie ona automatycznie przywrócona po 2 sekundach)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał: tkanina+ABS+PU

Pojemność akumulatora: 1200mAh

Napięcie wejściowe: 5V

Moc znamionowa: 5W

Interfejs ładowania: Micro USB

Czas ładowania: 3godziny

Czas pracy: 1.5godziny (jeden cykl wynosi 15minut)

Temperatura: 38-42°C

Wymiary produktu: 200*40*100mm

Waga produktu: 300g

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Wymagana temperatura: -40 ~ 50°C (-104°F~ 122°F)

Wilgotność względna: >80%, Brak gazu korozyjnego, dobra wentylacja.

Ten produkt jest wyposażony w proste urządzenia antywibracyjne, produktu można używać np. podczas podróży niniejszymi środkami transportu: samolot, kolej, statek. Używanie produktu podczas deszczu, śniegu, nie jest wskazane. Nie wolno używać produktu, w momencie gdy jest on obrócony do góry nogami.

Gdy okres przechowywania jest dłuższy, niż trzy miesiące, należy skontrolować stan produktu oraz ładować go przez około 30 minut.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga:

Podczas czyszczenia należy wyłączyć zasilanie, nie wolno używać żrących detergentów np. benzenu lub rozcieńczalników do czyszczenia produktu. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy przetrzeć go delikatną, materiałową ściereczką.

UWAGA:

Proszę przeczytać uważnie całą zawartość niniejszej instrukcji i korzystać z produktu zgodnie z instrukcją.

- Nie używaj tego produktu, jeśli masz choroby oczu, takie jak jaskra, zaćma, lub odwarstwienie siatkówki. Jeśli twoje oko było kiedykolwiek operowane, nie wolno używać tego produktu.
 - NIE WOLNO czyścić produktu wodą, produkt należy czyścić szmatką nasączoną alkoholem
 - NIE demontować produktu na części.
 - Ten produkt posiada powierzchnie, które rozgrzewają się i stają się gorące podczas używania, osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z niego.
 - Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby, które mają problemy fizyczne, osoby wolno reagujące lub upośledzone umysłowo, chyba że jest on używany pod bezpiecznym nadzorem lub z pomocą osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Małe dzieci i osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z tego urządzenia, dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku osobistego, nie zastępuje opieki medycznej i urządzeń medycznych.
- NIE WOLNO demontować produktu. NIE WOLNO uderzać lub ścisnąć wewnętrznej baterii litowej ani narażać jej na działanie ognia. NIE WOLNO używać urządzenia, w przypadku obrzęku ciała.
- NIE WOLNO UŻYWAĆ PRODUKTU, jeśli bateria została zanurzona w wodzie.
- Bateria litowa umieszczona jest wewnątrz produktu. NIE WOLNO umieszczać urządzenia w miejscu o wysokiej temperaturze powietrza.
- Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz wrażliwą skórę, alergiczne zapalenie skóry,
- Przed użyciem zdejmij soczewki kontaktowe, spinkę do włosów i akcesoria do włosów.
- Po założeniu masażera na oczy należy go uruchomić, aby uniknąć uszkodzenia poduszki powietrznej z powodu nadmiernego ciśnienia.
- NIE używaj masażera w wysokich temperaturach lub wilgotnym środowisku. Unikaj bezpośredniej ekspozycji na słońce i korozję gazową.
- Produkt ten będzie zasłaniał widok oczu. NIE WOLNO używać podczas chodzenia lub prowadzenia samochodu.
- Do ładowania masażera oczu należy używać wyłącznie dedykowanej ładowarki o mocy (5V/1A).
- Podczas masażu należy mieć zamknięte oczy.
- Po masażu oczy są stosunkowo niewyraźne i powoli stają się jasne po zamknięciu oczu na 1 minutę
- NIE WOLNO używać ostrych przedmiotów do czyszczenia tego produktu.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.